


Оптический биометр AL-Scan M



- Просто добавьте его в свою практику — и платформа готова для контроля миопии
- Просто. Быстро. Точно.
- Визуализируйте прогрессирование и результаты лечения
- Простая интеграция данных с ПО MV-1 Myopia Viewer

Как это работает



Myopia Viewer MV-1 — отслеживание роста аксиальной длины и результатов лечения на фоне процентильных кривых по возрасту.

Технические характеристики

Аксиальная длина

Диапазон измерений	от 14 до 40 мм
Шаг индикации	0.01 мм
Точность измерения	±0.05 мм
Метод измерения	Низкокогерентная интерферометрия (LCI)

Радиус кривизны роговицы

Диапазон измерений	от 5.00 до 13.00 мм
Шаг индикации	0.01 мм
Точность измерения	±0.05 мм

Размер зрачка

Диапазон измерений	от 1 до 10 мм
Шаг индикации	0.1 мм
Точность измерения	±0.2 мм
Автослежение	По направлениям X-Y-Z
Автоматическое измерение	Доступно
Дисплей	Наклоняемый 8.4-дюймовый цветной ЖК сенсорный экран
Принтер	Термопринтер с автоматическим обрезчиком бумаги
Интерфейс	LAN, USB
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	100 ВА
Размеры/масса	283(Ш) x 504(Г) x 457(В) мм / 21 кг

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app