


Optik biometr AL-Scan M



- Uni amaliyotingizga shunchaki qo'shing — platformangiz miyopiyani boshqarishga tayyor
- Oson. Tez. Aniq.
- Kasallik rivojlanishi va davolash natijalarini vizuallashtiring
- MV-1 Myopia Viewer dasturi bilan oddiy ma'lumotlar integratsiyasi

Qanday ishlaydi



Myopia Viewer MV-1 — o'q uzunligi o'sishi va davolash natijalarini yosh bo'yicha foiz egri chiziqlari bilan kuzatish.

Texnik xususiyatlari

O'q uzunligi

O'lchash diapazoni	14 dan 40 mm gacha
Ko'rsatish qadami	0.01 mm
O'lchash aniqligi	±0.05 mm
O'lchash usuli	Past koherentlikdagi interferometriya (LCI)

Kornea egrilik radiusi

O'lchash diapazoni	5.00 dan 13.00 mm gacha
Ko'rsatish qadami	0.01 mm
O'lchash aniqligi	±0.05 mm

Qorachiq o'lchami

O'lchash diapazoni	1 dan 10 mm gacha
Ko'rsatish qadami	0.1 mm
O'lchash aniqligi	±0.2 mm
Avtomatik kuzatish	X-Y-Z yo'nalishlari bo'yicha
Avtomatik o'lchov	Mavjud
Displey	Og'diriladigan 8.4 dyuymli rangli LCD sensorli ekran
Printer	Avtomatik qog'oz kesgichli termal chiziqli printer
Interfeys	LAN, USB
Quvvat manbai	AC 100–240 V, 50/60 Gts
Quvvat sarfi	100 VA
O'lchamlari/massasi	283(K) x 504(Ch) x 457(B) mm / 21 kg

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app